

L'innovation Made in France

Laveur – Désinfecteur – Lubrificateur – Sécheur de PID*

VR2M propose sa gamme de LDLS™ conçus par et pour des Professionnels de santé exigeants



BioDA® 40

Conforme à la norme
NF EN ISO 15883-1
et 15883-2**

**BIODA®
LE SEUL
APPAREIL
DU MARCHÉ
CONFORME
à la NORME**

LE CYCLE BIODA

- Cycle de 4 PID avec **rotation interne** des éléments :
- Double technologies : thermique ou chimique
- Différentes techniques de financement : nous contacter

*Portes Instruments Dynamiques

**Qui demande un lavage et une désinfection externe et interne en rotation durant toutes les phases. BioDA lubrifie automatiquement et sèche les PID.

*Système breveté



CE 0459

De nombreux hôpitaux nous font confiance pour la BioDA hospitalière :

MAÎTRISE DES COÛTS
Consommables intégrés dans l'équipement¹



FLEXIBILITÉ

De nombreux types de raccords PID possibles y compris détartreurs à ultrason (système breveté)



SÉCURITÉ

Revêtement anti-accroche protéinique sur inox 316L



PERFORMANCE ET INNOVATION

- Mise en rotation individuelle de chaque PID durant le cycle
- Automate de pilotage intuitif
- Facilité d'utilisation
- Traçabilité (clé USB, imprimante, ethernet)



ERGONOMIE ET MODULARITÉ

- Basculement du support des PID pour un accès ergonomique et sécurisé
- Mise en place aisée des PID par système breveté
- Tous types de raccords PID possibles y compris détartreurs à ultrason
- Facilité d'ouverture manuelle grâce à une assistance par vérin



ESTHÉTIQUE

- Habillez votre Bioda 40 aux couleurs de votre cabinet
- Façade personnalisable avec différents coloris au choix



CE 0459

**Rassurez vos Patients
sur la désinfection réglementaire
et obligatoire de vos
Portes Instruments Dynamiques**